


LUMBO~~X~~LOW

(16 cm)

Produktinformation
Product information



Protection is our Profession



ORTEMA GmbH

Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen · Germany
Phone +49 7145 - 91 53 890 · Fax +49 7145 - 91 53 981
sport-protection@ortema.de · ortema-shop.com

Version: 10/21

LUMBO-X Low Nierengurt
LUMBO-X Low Kidney Belt



PRODUKTINFORMATION DES HERSTELLERS

Technische Beschreibung: Aufbau

Der technische Aufbau des **Lumbo-X** wurde nach sport-orthopädischen Gesichtspunkten gestaltet. Da der **Lumbo-X** aus atmungsaktivem Mesh-Material besteht, hat er einen bis zu 80 % besseren Feuchtigkeitsaustausch als herkömmliche Materialien. Die zusätzlichen Stabilisationsgurte sind individuell einstellbar und sorgen für einen passenden Sitz und guten Halt in jeder Situation.

Einsatzgebiete: Motobike, Motocross, Enduro, Supermoto, Reiten, Mountainbike, Eishockey, Ski, etc.

Technische Daten

Rückenhöhe Low (MX): 16 cm hoch

Farbe: schwarz

Funktionsmerkmale:

Gebrauchsanweisung und Sicherheit

Der **Lumbo-X Nierengurt** unterstützt und entlastet die Lendenwirbelsäule durch die zirkuläre Kompression. Eine Überstreckung der Wirbelsäule ist durch die patentierten Gliederketten eingeschränkt. Diese dienen auch als Schlagschutz bei Stürzen. Durch die anatomische Gestaltung ist der **Lumbo-X Nierengurt** bei allen Aktivitäten einsetzbar.

Trageverhalten

Der **Lumbo-X Nierengurt** schränkt die Vorwärtsbewegung des Körpers nicht ein, stabilisiert jedoch die Lendenwirbelsäule perfekt. Das atmungsaktive Material bietet hervorragenden Tragekomfort.

Pflege und Instandhaltung

Der **Lumbo-X Nierengurt** sollte nur von Hand gewaschen werden. Dazu bitte den Klettverschluss schließen.

Sicherheitshinweis

Der **Lumbo-X Nierengurt** stabilisiert die Lendenwirbelsäule, kann jedoch Verletzungen nicht gänzlich ausschließen. Sorgfältiges und diszipliniertes Handeln erhöht Ihre persönliche Sicherheit erheblich.

Garantie- und Haftungsausschlüsse:

- Schäden durch unsachgemäße Montage, Bedienung und Beanspruchung
- Schäden durch unsachgemäße Wartung und Pflege
- Schäden durch Produktveränderung
- Schäden durch Stürze, Zusammenstöße oder sonstige Unfälle
- Schäden durch höhere Gewalt
- Verschleißerscheinungen und Verschleißteile
- Personen- und anderweitige Sachschäden
- Andere, nicht durch den Hersteller zu vertretende Umstände



Integrierte, patentierte Gliederketten mit Überstreckschutz

Integrated, patented link chains with overstretch protection

Zusatzgurte unterstützen und entlasten

Additional belts support and relieve



Über breiten Klettverschluss stufenlos einstellbar
Continuously adjustable via wide Velcro

MANUFACTURES PRODUCT INFORMATION

Technical description: Structure

The technical structure of the **Lumbo-X** was conceived to meet sport-orthopedic criteria. It mainly consists of a mesh material that guarantees an up to 80 % improved humidity exchange compared to formerly used materials. Additional stabilizing belts provide a perfect fit and good support in every situation.

Disciplines intended for: Motobike, Moto Cross, Enduro, Supermoto, Riding, Mountain biking, Hockey, Skiing, etc.

Technical data

Height at the back Low (MX): 16 cm high

Colour: black

Function features:

Directions for use and safety features

The "Ortho-Tech Protection System" was specifically developed to reduce external forces and protect the lower part of the spinal column.

Wearing

An integrated link chain follows the movement of the body to the front while preventing an overstretching to the back and this allows for a maximum of movement combined with a high safety factor.



Care and maintenance

The **Lumbo-X kidney belt** should be only washed by hand. To do this, please close the Velcro.

Note on safety

The **Lumbo-X kidney belt** stabilizes the lumbar spine, but cannot completely exclude injuries. Careful and disciplined action greatly increases your personal safety.

Conditions of guarantee and exclusion from liability:

- damage caused by improper adjustment, misuse or wear and tear
- damage caused by incorrect repair and care
- damage caused by product modifications
- damage caused by falling, collisions or any other accidents
- damage due to force majeure
- parts with a limited natural life
- damage to persons and/or damage to other property
- other circumstances which are beyond the influence of the manufacturer

Größe Size	Umfang Taille Waist circumference
S	< 83 cm
M	< 93 cm
L	< 103 cm
XL	< 113 cm
XXL	< 123 cm
XXXL	> 123 cm