



KNIEORTHESE aus Carbonfaser und Titan



Teilflexible Ober- und Unterschenkelshalen. Mit nur 1,5 mm dünnen Schalen in Sandwichbauweise.

Verwindungssteife, rutschfreie Carbonfaserkonstruktion. Stabilisiert das Gelenk dort, wo es der Sportler braucht.

Optimale anatomische Passform. Sorgt für perfekten Tragekomfort.

Polyzentrische Gelenkschienen aus Titan. Flach, leicht und extrem stabil.

Flexions- und Extensionsbegrenzungen. Flexibel einstellbar.

Gegenläufiges Sicherheits-Verschluss-System. Damit die K-COM Knieorthese rutschfest sitzt ohne unnötig aufzutragen.

Extrem leicht, trotzdem stabil. Bei minimalem Gewicht wird das Kniegelenk maximal stabilisiert.

K-COM Knieorthese

Die nach Gipsabdruck zu **100% individuell gefertigte** Orthese kann zur Vermeidung von Knieverletzungen eingesetzt werden,

kommt aber auch nach Kreuzbandriss, Operationen oder bei Arthrose zum Einsatz. Aufgrund der dünnen Ausarbeitung kann die **K-COM** problemlos unter der Renn- oder Sportbekleidung

getragen werden. Das Kniegelenk ist perfekt vor und nach einer Verletzung geschützt. Für den Offroad-sport mit Kniescheibenschutz

K-COM 1 St Preis auf Anfrage

www.ortema-shop.com



GENU-HIT Kniebandage

Mit seitlichen Spiralstäben und einem Silikonring um die Kniescheibe. Die Bandage stabilisiert und entlastet das Kniegelenk durch die zirkuläre Kompression. Die Bandage wird nach Bandverletzungen und Reizzuständen im Knie, aber auch bei Kniegelenksarthrose eingesetzt.

Farben: Schwarz / Silber ■ ■
GENU-HIT 1 St 79,00 €



Patella Pro

Das patellofemorale Schmerzsyndrom (Schmerz hinter der Kniescheibe) ist eine häufige Ursache für den vorderen Knieschmerz. Aus verschiedenen mechanischen Gründen kann sich die Kniescheibe dabei schmerzhaft nach außen schieben. Genau hier setzt die Patella Pro an: Sie führt die Kniescheibe bei der Beugung und Streckung des Beines. Die spezielle Mechanik sorgt dafür, dass die Orthese nur so stark unterstützt, wie es benötigt wird.

Patella Pro 1 St 319,00 €

Knie-Sehnenbandage

Ideal bei Reizungen an der Kniescheibenspitze (Patella Syndrom) sowie bei Reizungen hinter der Kniescheibe; durch den zirkulären Druck und ein verändertes Zugmoment der Kniescheibensehne kommt es zu einer Entlastung der Kniescheibenrückseite und funkti-

GENU-TEX Kniebandage

Die dynamische textile Knieorthese mit polyzentrischen Gelenkschienen eignet sich optimal zur Stabilisierung des Kniegelenks nach Seitenband- oder Meniskusverletzungen. Die Gelenke lassen sich bei Bedarf sowohl in der Streckung und Beugung begrenzen.

Genu-TEX 1 St 449,00 €

Größentabellen:
www.ortema-shop.com

Größe: Universalgröße

Farbe: Schwarz ■

Kniesehnenbandage 1 St 66,00 €

SERVICE-TELEFON: +49 7145 - 91 53 890



Asymmetrischer Zuschnitt nach Jochbeinbruch



www.ortema-shop.com



Sitzt perfekt: der französische Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard bei der Anprobe einer individuell gefertigten Gesichtsmaske.



Gesichtsmaske mit Oberkieferschutz



Gesichtsmaske

Die extrem schlagfesten Gesichtsmasken werden individuell nach Gipsabdruck aus klarem Kunststoff oder Kohlefaser gefertigt. Die Diagnose wird dabei berücksichtigt

und bestimmt den Zuschnitt der Maske. Das verstellbare Gurtsystem gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.

Kunststoff 1 St ab 333,00 €
Kohlefaser 1 St ab 597,50 €

ORTEMA GmbH

Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen
Tel. +49 7145 - 91 53 890 · Fax +49 7145 - 91 53 981
sport-protection@ortema.de · www.ortema-shop.com



Protection is our Profession

Schulterorthese aus Carbonfaser

Individuelle Fertigung nach Gipsabdruck; bei Verletzungen oder nach operativen Eingriffen an der Schulter stabilisiert die Orthese das Gelenk effektiv. Durch ihr geringes Gewicht bietet sie hervorragenden Tragekomfort. Gurtbänder können die Armbewegung statisch oder dynamisch limitieren. Doppelseitige Versorgungen sind möglich.

Version Carbonfaser auf Anfrage



Version Kunststoff (o. Abb.)

Vorkonfektioniert, wird jedoch individuell angepasst.

Version Kunststoff 1 St 399,00 €

Omo-Hit Schulterbandage

Stabilisiert Schulter und Oberarm nach Prellungen und Verrenkungen. Das leicht elastische Material ermöglicht einen guten Tragekomfort.

Omo-Hit 1 St 199,00 €



Ellenbogenbandage

Mit Silikonpolster zum zusätzlichen Schutz der Ellbogenspitze. Die Bandage kann nach Prellungen, Reizungen, operativen Eingriffen oder zum Schutz des Ellbogens und Schleimbeutels gegen Stürze und Schläge eingesetzt werden. Durch die anatomische Form kommt es zu keinen Einschnürungseffekten in der Armbeuge.

Ellenbogenbandage 1 St 89,00 €



Manu-Hit Handgelenkbandage

Mit Verstärkungen an Handrücken zur Stabilisierung und Entlastung nach Prellungen, Verstauchungen und Sehnencheidenentzündung sowie nach Entfernung von Gipsverbänden. Ein zirkuläres Klettband sorgt für zusätzliche Stabilisierung.

Farbe: Grau

MANU-HIT 1 St 95,00 €

Handgelenkbandage mit Stabilisierungsband

Bandage aus elastischem Material stützt das Handgelenk angenehm bei Verdrehungen, Zerrungen und Sehnencheidenentzündungen. Die Fixierung mittels Gurt ist individuell einstellbar.

Farbe: Schwarz

Universalgröße 1 St 15,90 €



Eine „weltmeisterliche“ Versorgung mit einer Handorthese: Jogi Bitter, Handball WM-Sieger von 2007, steht zwischen den Pfosten des TVB Stuttgart.

ORTEMA Fracture Brace

Die Orthese wird individuell nach Gipsabdruck aus Kohlefaser gefertigt. Sie wird bei Verletzungen sowie nach operativen Eingriffen in Absprache mit dem Arzt eingesetzt und dem jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Durch ihr geringes Gewicht bietet sie hervorragenden Tragekomfort. Ein spezieller Neoprenüberzug schützt den Gegenspieler im Einsatz. Sie kann auch individuell aus einem speziellen Kunststoff gefertigt werden.

Individuelle Anfertigung 1 St Preis auf Anfrage



Unterarmfraktur



Fingerluxationsfrakturen

Handgelenks-/ Mittelhandfrakturen

Individuelle Anpassung

Band-/ Kapselverletzungen

Mittelhandfrakturen



3 zentrale Punkte zur optimalen Bettung und Stabilisierung: Großzehe, Kleißehe und Ferse

Orthopädische Sporteinlagen

Für den Einsatz bei Schmerzen, Überbelastungen, Fehlstellungen oder Verletzungen. Sie stützen oder korrigieren die Füße. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit verbessert und Schmerzen vermindert werden.

Version Standard

Vorkonfektioniert nach Schuhgröße

Be; unterstützt durch die sehr gute Bettung den Fuß in seiner Funktion optimal. Größen: 39 - 48

Standard 1 Paar 59,90 €

Sporteinlagen können auch individuell nach Abdruck gefertigt und so der anatomischen Form der Füße angepasst werden.

Individuelle Anfertigung ab 108,00 €



„ORTEMA unterstützt uns optimal bei der schnellen Versorgung unserer Spieler und ermöglicht dadurch die nötigen therapeutischen Maßnahmen ohne Zeitverlust. Die stabilen Orthesen erlauben unseren Spielern eine schnelle Rückkehr zum regulären Spielbetrieb, ohne den Heilungsprozess zu gefährden.“

PD Dr. med. Raymond Best, Mannschaftsarzt VfB Stuttgart



MADE IN GERMANY

Flexibility
Protection
Compression

ORTEMA Schienbeinschützer Kevlar

Extrem leichter und stabiler Schienbeinschützer mit hohem Tragekomfort.

fort. Geeignet für alle Altersgruppen; maschinenwaschbar.

Größen: XS - XL

Schienbeinschützer 1 Paar 39,90 €

Größentabellen: www.ortema-shop.com

- ▶ Maximale Flexibilität durch schützenden Kevlar-Verstärkungstoff und viskoelastischen PU-Schaum
- ▶ Optimaler Schutz durch 11 miteinander verbundene Protektionspads, die die Schlagenergie ableiten
- ▶ Perfekter Halt und optimale Passform durch Kompressionsstrumpf



Knöchelbandage Malleo-X SOCCER

In den Fußballschuh integrierte Knöchelbandage; führt das Sprunggelenk und stabilisiert es nach Verdrehung sowie bei Bänderdehnung oder -riss. Sehr gut einstellbar über ein Schnürsystem.

Integr. Bandage 1 St 145,00 €

ORTEMA Power Shorts

Compression-Shorts mit integriertem X-diagonal wirkendem Stabilisierungssystem. Die engliegende Hose aus atmungsaktivem Material ermöglicht zum einen eine Entlastung der Sehnenansätze in der Leiste, zum anderen eine Stabilisierung der Hüfte. Dies führt zu einer Schmerzlinderung und Entlastung vor allem bei intensiven und explosiven Bewegungen.

Größen: S, M, L, XL

Power Shorts 1 St 69,00 €



NEU

UA Coreshorts Pro

Diagonal verlaufende Bänder stabilisieren den kompletten Hüft-, Leisten- und Oberschenkelbereich. So kann eine effektive erhöhte Kompression Bänder, Muskeln und Sehnen entlasten.

Größen: S, M, L, XL, XXL

Coreshorts PRO 1 St 54,95 €



X-Pants LP

Eng anliegende Hose aus atmungsaktivem Material mit schlagdämpfenden Protektoren im Bereich der Hüfte und des Oberschenkels. Diese passen sich jeder Bewegung optimal an und schützen den Sportler effektiv. Mit herausnehmbarem Steißbeinschutz.

Größen: S - XXL

Ohne Sitzpolster 1 St 79,00 €

Mit Sitzpolster 1 St 89,00 €

