



Version "Low" (Rückenhöhe 16 cm) Version "High" (Rückenhöhe 24 cm).

Lumbo-X Nierengurt

Der technische Aufbau wurde nach sportorthopädischen Gesichtspunkten gestaltet. So werden Lendenwirbelsäule und Lumbalbereich auch bei harten Schlägen auf der Piste optimal stabilisiert und geschützt. Der **Lumbo-X** entlastet den Lum-

- ▶ Schützt und stabilisiert die Lendenwirbelsäule auch bei harten Schlägen in Training und Wettkampf
- ▶ Integrierte, patentierte Gliederketten mit Überstreckenschutz entlasten den gesamten Lumbalbereich
- ▶ Über breiten Velcroverschluss stufenlos einstellbar
- ▶ Zusatzgurte unterstützen und sorgen für perfekten Halt
- ▶ Hergestellt aus atmungsaktivem Mesh-Material

X-Pants LP

Eng anliegende Hose aus atmungsaktivem Material mit schlagdämpfenden Protektoren im Bereich der Hüfte und des Oberschenkels. Diese passen sich jeder Bewegung optimal an und schützen den Sportler effektiv. Mit Steißbeinprotektor.

Größen: S - XXL		
Ohne Sitzpolster	1 St	79,00 €
Mit Sitzpolster	1 St	89,00 €



Aus unzerbrechlichem Kunststoff, liegt eng am Körper an und schützt Rippen, Brust und innere Organe im Falle eines Sturzes. Er kann auf Grund seiner geringen

Brustprotektor mit/ohne Schulterspanne	1 St	245,00 €
Brustprotektor mit Gurtsystem	1 St	285,00 €
Oberarmschalen (nur für BSP)	2 St	115,00 €
Individuelle Anfertigung		auf Anfrage



Schulterorthese aus Carbonfaser
Individuelle Fertigung nach Gipsabdruck; bei Verletzungen oder nach operativen Eingriffen

Version Kunststoff (o. Abb.)	Vorkonfektioniert, wird jedoch individuell angepasst.
Version Kunststoff	1 St 399,00 €



Brustprotektor mit Schulterspanne (BSP), an den Oberarmschalen adaptiert werden können.

Materialstärke (3 - 4 mm) bequem unter der Renn- und Sportbekleidung getragen werden. Kombinationsmöglichkeiten mit der **ORTHO-MAX** Kollektion und dem Rückenprotektor **P1 LIGHT**. Individuelle Anfertigung möglich. **Standardgrößen:** 5 für Männer, 2 für Frauen und 3 Kindergrößen



K-COM Knieorthese
Das Top-Produkt im Bereich der Knieorthesen aus **Carbonfaser** mit **Titan-Gelenkschienen** wird nach Gipsabdruck zu **100 % individuell gefertigt**. Die **K-COM** kann zur Vermeidung von Knieverletzungen aber auch nach Kreuzbandriss, Meniskus oder Knorpelschäden eingesetzt werden. Die **K-COM** zeichnet sich durch perfekte Passform und geringstem Gewicht bei optimaler Stabilität aus. Dank der dünnen Ausarbeitung kann sie problemlos unter der Renn- und Sportbekleidung getragen werden. Für den Offroadsport wird ein Kniescheibenschutz adaptiert.

Größen: S, M, L, XL

X-PERT	1 St	475,00 €
---------------	------	----------

K-COM 1 St Preis auf Anfrage



3 zentrale Punkte zur optimalen Bettung und Stabilisierung: Großzehe, Kleinzeh und Ferse

Orthopädische Sporeinlagen
Für den Einsatz bei Schmerzen, Überbelastungen, Fehlstellungen oder Verletzungen. Sie stützen oder korrigieren die Füße. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit verbessert und Schmerzen vermindert werden.

Version Standard
Vorkonfektioniert nach Schuhgröße;

unterstützt durch die sehr gute Bettung den Fuß in seiner Funktion optimal. **Größen:** 39 - 48

Standard	1 Paar	59,90 €
-----------------	--------	---------

Sporeinlagen können auch individuell nach Abdruck gefertigt und so der anatomischen Form der Füße angepasst werden.

Individuelle Anfertigung ab 108,00 €

Händlerstempel

ORTEMA GmbH
Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen
Tel. +49 7145 - 91 53 890 · Fax +49 7145 - 91 53 981
sport-protection@ortema.de · www.ortema.de



Road Racing
MotoCross
MTB DH/ Freeride
Tourenfahrer
Trial



Protection is our Profession



ONB
ORTEMA NECK BRACE

Das ORTEMA Neck Brace zeichnet sich durch geringstes Gewicht sowie eine hufeisenförmige Abstützung an den Schulterblättern im Rückenbereich aus, die hohe Kräfte bei einem Unfall großflächig auf Schulterblatt,

Muskulatur und Rippen ableitet und dort den Impact dämpft.

Größen: S - XL

ONB Standard (schwarz) 349,00 €

ONB Dekorsatz (schwarz/weiß, grün, orange, rot, blau, gelb) 34,00 €

- ▶ Beste anatomische Passform des Rückteils
- ▶ Gefertigt aus einem unzerbrechlichen Hochleistungskunststoff
- ▶ Sicherheits-Schnellverschluss-System
- ▶ Komplett umschäumtes Frontteil mit erhöhter Schlagabsorbierung zum Schutz des Brustbeins

MOTORRAD
Urteil: sehr gut



ORTHO-MAX Dynamic



Standard

Designs & Farben:
www.ortema.de

P1 LIGHT
ortema.de

Innenleben der ORTHO-MAX Kollektion

Der **P1 LIGHT Rückenschutz** trägt sehr wenig auf und kann perfekt unter der Renn- und Sportbekleidung getragen werden. Bei minimalem Gewicht und optimaler anatomischer Passform schützt er die gesamte Wirbelsäule. Zur zusätzlichen Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule kann er mit dem **Lumbo-X Nierengurt** kombiniert werden.

Größen: S, M, M/L, L

Ausführung Standard: schwarz, mit Bauchgurt und Schultergurten

Standard 1 St 134,90 €

Dekor/Farbe für P1 Light Standard 1 St 24,90 €

Der **Rückenprotector ORTHO-MAX Dynamic** besteht aus mehreren Lagen eines visco-elastischen Memoryschaums und sorgt somit für eine sehr hohe Energieaufnahme. Der Durchdringungsschutz aus Kunststoff schützt im Bereich der Wirbelsäule vor spitzen und scharfen Gegenständen; kann mit dem **Lumbo-X Nierengurt** kombiniert werden.

Größen: XS - XL

Größe XS 1 St 139,95 €

Größe S,M oder L 1 St 159,95 €

Größe XL 1 St 169,95 €



ORTHO-MAX Jacket

Protektorenjacke für den optimalen Rundumschutz. Die **ORTHO-MAX Jacket** schützt die Wirbelsäule, Schulter und Ellbogen; jetzt mit zusätzlichem Brust- und Rückenschutz. Atmungsaktive Materialien sorgen für maximalen

Tragekomfort und optimale Belüftungseigenschaften. Umschließt die Körperregionen satt und verrutscht nicht.

Größen: S - XXXL

Jacket 1 St 289,00 €

- ▶ Ober-, Unterarm- und Rückenprotector sowie Brustschutz herausnehmbar
- ▶ Protektoren nach DIN EN 1621-2 / Schutzklasse 2
- ▶ Satter Umschluss des Oberkörpers ohne einzuengen
- ▶ Mit innenliegendem integrierten Nierengurt



ORTHO-MAX Vest

Ärmellose Weste mit integriertem **ORTHO-MAX** Rückenprotector sowie jetzt zusätzlichem Brust- und Rückenschutz. Die **ORTHO-MAX Vest** sitzt perfekt bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit und

verbindet minimales Gewicht mit optimalem Schutz für die Wirbelsäule.

Größen: S - XXXL

Vest 1 St 229,00 €

- ▶ Rückenprotector nach DIN EN 1621-2 / Schutzklasse 2
- ▶ Hohe Atmungsaktivität
- ▶ Mit innenliegendem integrierten Nierengurt
- ▶ Sorgt für optimalen Schutz bei perfekter Bewegungsfreiheit

Ausgezeichnete Qualität

Die **ORTHO-MAX** Produkte gehören bei Tests regelmäßig zu den Siegern und erhalten Auszeichnungen.



ORTHO-MAX Enduro

Die Protektorenjacke **ORTHO-MAX Enduro** für einen Rundumschutz des Oberkörpers, reduziert auf das Wesentliche; dafür sorgen der Rückenprotector, herausnehmbare Pads im Brust- und Schulterbereich sowie ein fest integrierter

Rippenschutz. Der höhenverstellbare, integrierte Nierengurt lässt sich über einen Klettverschluss individuell in der Höhe justieren.

Größen: M - XL

Enduro 1 St 259,00 €

- ▶ Schulter-, Brust- und Rückenprotector herausnehmbar
- ▶ Extrem leichtes, strapazierfähiges und besonders atmungsaktives Trägermaterial
- ▶ Drei Taschen bieten Platz für Werkzeug, Handy oder Regenjacke

